

Commencez ainsi:

1. Tournez les filtres de couleur en appuyant sur les extrémités rouges/vertes sur le côté.
2. Enlevez le protecteur plastique.
3. Exercez les couleurs déterminées suivant les instructions ci-dessous.

Déterminez les couleurs avec Seekey

Tenez le filtre rouge (d'angle arrondi) près de votre œil et fermez l'autre œil. Alors, regardez le carreau rouge en dessous la **Clé de couleur**. Vous aurez l'impression que le carreau est très clair, voire blanc. Ensuite, avec le même filtre, regardez le carreau vert. Le carreau devient plutôt sombre. (Avec le filtre vert, c'est l'effet opposé).

Maintenant vous savez comment distinguer le vert du rouge. À l'aide des autres carreaux colorés vous apprendrez bientôt à distinguer les autres couleurs que peut être difficile à séparer. Pour vous exercer, vous pouvez pratiquer sur des objets dont vous connaissez déjà la couleur.

Si vous ne voyez pas la couleur bleue ou seulement des teintes grises, ce peut être difficile d'identifier exactement les couleurs. Mais vous découvrirez pourtant des choses qui sont autrement « cachées ». Lisez **Voir plus** ci-dessous.

Quand vous utilisez **Seekey**, l'impression donnée par la teinte est affectée suivant une de ces trois manières. La couleur devient:

- Très **foncée**

- Très **claire**

- **Inchangée** ou légèrement plus foncée / plus claire

La manière la plus facile pour voir comment **Seekey** fonctionne est avec le rouge, le vert, le bleu et le violet. Le marron et le gris exigent plus de pratique.

Clé de couleur

	Impression avec le filtre rouge	Impression avec le filtre vert
Rouge	Plus clair	Plus foncé
Vert	Plus foncé	Inchangé
Orange	Plus clair	Plus foncé
Marron	Inchangé	Inchangé

Voir plus

Avec **Seekey** vous pouvez découvrir beaucoup de choses que vous n'avez jamais vu auparavant. Les baies rouges et les fleurs sont souvent cachées entre les feuilles vertes. Regardez à travers le filtre rouge, arrondi. Les choses rouges se montrent brillantes, voire flamboyantes sur l'alentour vert plus foncé. Essayez avec des cartes, des images ou des vêtements façonnés.

Souvent c'est bien de placer les deux filtres côte à côte de façon précise. Alors, déplacez Seekey pour regarder alternativement par les filtres rouge et vert. Les choses de couleurs différentes semblent avoir un effet clignotant donc seront distinguées facilement.

Conseils d'entretien

Seekey résiste aux intempéries, au vent et à l'eau. Les filtres peuvent être nettoyés au produit à vaisselle, au white-spirit ou à l'alcool méthylique dilué.

Essuyez avec un chiffon propre en coton. Évitez de les rayer. Il est possible de réparer certaines petites rayures à l'aide d'un astiquant pour plastique acrylique.

	Impression avec le filtre rouge	Impression avec le filtre vert
Bleu	Plus foncé	Inchangé
Violet	Plus clair	Inchangé
Vert bleu	Plus foncé	Inchangé
Rose	Plus clair	Plus foncé
Gris	Inchangé	Inchangé

Les nuances très claires et foncées sont difficiles à identifier exactement. Placez les filtres avec un léger espace. Regardez alternativement une des filtres et l'espace et vous verrez les changements plus facilement.

En cas de manque de lumière toutes les couleurs sont difficiles à distinguer, mais en ces conditions, tout le monde aura la difficulté. "La nuit, tous les chats sont gris."

Seekey est breveter



ATTENTION: Utilisez Seekey sous votre propre responsabilité. Exercez vous avec précaution d'après ce mode d'emploi.

Vérifiez attentivement votre interprétation d'une couleur dans des situations sûres. Demandez assistance en cas de doute.